

Agarose (电泳级琼脂糖)

产品信息

货号	名称	规格
NC301-100g	Agarose (电泳级琼脂糖)	100g
NC301-5×100g	Agarose (电泳级琼脂糖)	5×100g
NC301-10×100g	Agarose (电泳级琼脂糖)	10×100g

产品简介

Agarose (电泳级琼脂糖) 是由 β -D-吡喃半乳糖 (1-4) 连接 3,6-脱水 α -L-吡喃半乳糖基构成, 主要用于配制 DNA 或 RNA 电泳的琼脂糖凝胶。本产品为电泳级高分辨率琼脂糖, 配制成的琼脂糖凝胶的凝固点为 34-38°C, 熔点为 87-89°C, 可用于 DNA 或 RNA 的凝胶电泳分析和切胶回收等实验, 具有易溶解、低背景、品质稳定等优点, 对 PCR 产物、小片段 DNA 具有较高的分辨率。

储存条件

室温保存。

产品参数

名称	琼脂糖
英文名称	Agarose
Cas 号	9012-36-6
纯度	$\geq 1200\text{g}/\text{cm}^2$ (1% gel)
外观 (形状)	白色或微黄色粉末
沸点	100°C

注意事项:

1. 配制琼脂糖凝胶时容易暴沸, 需注意防止烫伤。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品

货号	名称	规格
NA201-1mL	2xOri Fusion Master Mix (Dye Plus) (2×高保真酶预混液)	1ml
NA101-1 ml	2×Ori Taq Master Mix(Dye Plus) (2×Taq预混液)	1mL
NB101-60T	Ori Plasmid Mini Extraction Kit (质粒小提试剂盒)	60T
NB401-60T	Ori Gel Recovery Kit (胶回收试剂盒)	60T

Oriscience Biotechnology Co., Ltd.

www.oriscience.com

Tel: 400-158-2128

Emails: order@oriscience.com

technical_support@oriscience.com

